

## Transferpipette, LDPE, 1.0 ml, niedrige Affinität

DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 500 Stück  
Artikel-Nr.: ABP301 | Biozym

**9,38 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** SUMMER-DEALS  
**Kategorie:** Transferpipette  
**Länge:** 154 mm  
**Pipettenvolumen:** 1.0 ml  
**Produkteigenschaft:** LDPE  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** Packung à 500 Stück

- Ausgezeichnete chemische Stabilität.
- Geeignet zum Aufziehen, Umfüllen und Mischen unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen.
- Transparent mit klarer Graduierung zur einfachen Füllstandsanzeige.
- Hergestellt in einem Reinraum der ISO-Klasse 8.
- Keine Kontamination durch Zusatzstoffe.
- Pipetten können für die Verwendung mit Mikrogefäßen und Behältern mit ungewöhnlichen Formen gedreht und verformt werden.
- Hohe Präzision und gute Wiederholbarkeit.