

Transferpipette, LDPE, 3.0 ml, niedrige Affinität

DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 500 Stück
Artikel-Nr.: ABP305 | Biozym

9,87 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS
Kategorie: Transferpipette
Länge: 154 mm
Pipettenvolumen: 3.0 ml
Produkteigenschaft: LDPE
Sterilität: unsteril
Verpackung: Packung à 500 Stück

- Ausgezeichnete chemische Stabilität.
- Geeignet zum Aufziehen, Umfüllen und Mischen unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen.
- Transparent mit klarer Graduierung zur einfachen Füllstandsanzeige.
- Hergestellt in einem Reinraum der ISO-Klasse 8.
- Keine Kontamination durch Zusatzstoffe.
- Pipetten können für die Verwendung mit Mikrogefäßen und Behältern mit ungewöhnlichen Formen gedreht und verformt werden.
- Hohe Präzision und gute Wiederholbarkeit.
- Die einzeln verpackten Pipetten sind gamma-sterilisiert.