

Petrischale, 60 x 14.2 mm, 3 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
aseptisch, 20 pro Beutel



Packung à 480 Stück
Artikel-Nr.: ABM032 | Biozym

47,60 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaft: 3 Vents

Format: 60 x 14.2 mm

Kategorie: Petrischale

Sterilität: antiseptisch, steril

Verpackung: 480 Stück 20 pro Beutel antiseptisch, Packung à 480 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen von Abdos eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop. .
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Leicht stapelbar.
- Abdos Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C.