

Petrischale, 90 x 15.8 mm, 3 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
aseptisch, 20 pro Beutel



Packung à 480 Stück
Artikel-Nr.: ABM001 | Biozym

34,79 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Eigenschaft: 3 Vents
Format: 90 x 15.8 mm
Kategorie: Petrischale
Sterilität: antiseptisch, steril
Verpackung: 480 Stück 20 pro Beutel antiseptisch

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen und werden gemäß ISO 24998 „Kunststoff-Laborartikel – Einweg“ hergestellt
- Die robuste Maßgenauigkeit von 90 mm gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten automatisierten Systemen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Betrachtung unter dem Mikroskop
- Die belüfteten Schalen verfügen über einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht