

Petrischale, 90 x 15.8 mm, 0 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
aseptisch, 20 pro Beutel



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 480 Stück
Artikel-Nr.: ABM003 | Biozym

34,79 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Eigenschaft: 0 Vents
Format: 90 x 15.8 mm
Kategorie: Petrischale
Sterilität: antiseptisch, steril
Verpackung: 480 Stück 20 pro Beutel antiseptisch

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen und werden gemäß ISO 24998 „Kunststoff-Laborartikel – Einweg“ hergestellt
- Die robuste Maßgenauigkeit von 90 mm gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten automatisierten Systemen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Betrachtung unter dem Mikroskop
- Nicht belüftete Schalen haben einen flachen Deckel, der Verdunstung verhindert und so eine lange Inkubationszeit und anaerobe Anwendung ermöglicht
- Das flache Schalendesign ermöglicht eine optimale Nutzung des Inkubatorraums
- Leicht stapelbar
- Die Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C.