

## Petrischale, 90 x 15.8 mm, 0 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei  
steril, doppelt verpackt, 8 pro Beutel



Packung à 384 Stück  
Artikel-Nr.: ABM027 | Biozym

**37,87 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** SUMMER-DEALS

**Eigenschaft:** 3 Vents, doppelt verpackt

**Format:** 90 x 15.8 mm

**Kategorie:** Petrischale

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 384 Stück 8 pro Beutel doppelt verpackt

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop
- Nicht belüftete Schalen haben einen flachen Deckel, der Verdunstung verhindert und so eine lange Inkubationszeit und anaerobe Anwendung ermöglicht
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Leicht stapelbar
- Die Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C