

Petrischale, 90 x 15.8 mm, 3 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
steril, doppelt verpackt, 18 pro Beutel



Packung à 432 Stück
Artikel-Nr.: ABM039 | Biozym

38,99 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Eigenschaft: 3 Vents, doppelt verpackt

Format: 90 x 15.8 mm

Kategorie: Petrischale

Sterilität: steril

Verpackung: 432 Stück 18 pro Beutel doppelt verpackt

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Leicht stapelbar
- Die Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C