

Petrischale, 90 x 15.8 mm, 0 Vent

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
steril, dreifach verpackt, 8 pro Beutel



Packung à 320 Stück
Artikel-Nr.: ABM041 | Biozym

62,90 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaft: 0 Vents, dreifach verpackt

Format: 90 x 15.8 mm

Kategorie: Petrischale

Sterilität: steril

Verpackung: 384 Stück 8 pro Beutel dreifach verpackt, Packung à 320 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen von Abdos eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop.
- Nicht belüftete Schalen haben einen flachen Deckel, der Verdunstung verhindert und so eine lange Inkubationszeit und anaerobe Anwendung ermöglicht.
- Leicht stapelbar.
- Abdos Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C.