

Petrischale, 90 x 15.8 mm, 3 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
steril, dreifach verpackt, 8 pro Beutel



Packung à 320 Stück
Artikel-Nr.: ABM043 | Biozym

44,03 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Eigenschaft: 3 Vents, dreifach verpackt
Format: 90 x 15.8 mm
Kategorie: Petrischale
Sterilität: steril
Verpackung: 320 Stück 8 pro Beutel dreifach verpackt

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Leicht stapelbar
- Die Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C