

Petrischale, 90 x 15.8 mm (zweigeteilt), 3 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
aseptisch, einzeln verpackt



Packung à 380 Stück
Artikel-Nr.: ABM012 | Biozym

71,20 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaft: 3 Vents, zweigeteilt

Format: 90 x 15.8 mm

Kategorie: Petrischale

Sterilität: antiseptisch, steril

Verpackung: 380 Stück einzeln verpackt antiseptisch, Packung à 380 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen von Abdos eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop.
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht.
- Das flache Schalendesign ermöglicht eine optimale Nutzung des Inkubatorraums. Leicht stapelbar. Abdos Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C.
- Petrischalen mit zwei Kammern, für parallele Untersuchung einzelner Proben mit unterschiedlichen Nährböden, Lösungsmitteln und Reagenzien