

Petrischale, 90 x 15.8 mm (zweigeteilt), 0 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
aseptisch, 20 pro Beutel



Packung à 480 Stück
Artikel-Nr.: ABM013 | Biozym

58,17 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Eigenschaft: 0 Vents, zweigeteilt

Format: 90 x 15.8 mm

Kategorie: Petrischale

Sterilität: antiseptisch, steril

Verpackung: 480 Stück 20 pro Beutel antiseptisch, Packung à 480 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Das flache Schalendesign ermöglicht eine optimale Nutzung des Inkubatorraums
- Leicht stapelbar
- Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C
- Petrischalen mit zwei Kammern, für parallele Untersuchung einzelner Proben mit unterschiedlichen Nährböden, Lösungsmitteln und Reagenzien