

Petrischale, 90 x 15.8 mm (dreigeteilt), 3 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
aseptisch, einzeln verpackt



Packung à 380 Stück
Artikel-Nr.: ABM020 | Biozym

61,46 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Eigenschaft: 3 Vents, dreigeteilt

Format: 90 x 15.8 mm

Kategorie: Petrischale

Sterilität: antiseptisch, steril

Verpackung: 380 Stück einzeln verpackt antiseptisch

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Leicht stapelbar.
- Die Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C
- Petrischalen mit drei Kammern, für parallele Untersuchung einzelner Proben mit unterschiedlichen Nährböden, Lösungsmitteln und Reagenzien