

## Petrischale, 90 x 15.8 mm (dreigeteilt), 0 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei  
aseptisch, 20 pro Beutel



Packung à 480 Stück  
Artikel-Nr.: ABM021 | Biozym

**104,40 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaft:** 0 Vents, dreigeteilt

**Format:** 90 x 15.8 mm

**Kategorie:** Petrischale

**Sterilität:** antiseptisch, steril

**Verpackung:** 480 Stück 20 pro Beutel antiseptisch, Packung à 480 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen von Abdos eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop.
- Nicht belüftete Schalen haben einen flachen Deckel, der Verdunstung verhindert und so eine lange Inkubationszeit und anaerobe Anwendung ermöglicht.
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Leicht stapelbar.
- Abdos Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C.
- Petrischalen mit drei Kammern, für parallele Untersuchung einzelner Proben mit unterschiedlichen Nährböden, Lösungsmitteln und Reagenzien