

## Petrischale, 90 x 15.8 mm (dreigeteilt), 0 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei  
aseptisch, einzeln verpackt



Packung à 380 Stück  
Artikel-Nr.: ABM022 | Biozym

**61,46 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** SUMMER-DEALS

**Eigenschaft:** 0 Vents, dreigeteilt

**Format:** 90 x 15.8 mm

**Kategorie:** Petrischale

**Sterilität:** antiseptisch, steril

**Verpackung:** 380 Stück einzeln verpackt antiseptisch

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop
- Nicht belüftete Schalen haben einen flachen Deckel, der Verdunstung verhindert und so eine lange Inkubationszeit und anaerobe Anwendung ermöglicht
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Leicht stapelbar
- Die Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C
- Petrischalen mit drei Kammern, für parallele Untersuchung einzelner Proben mit unterschiedlichen Nährböden, Lösungsmitteln und Reagenzien