


Kalibrierte weiche Impföse 1 µl, HIPS

weiß, Länge 200 mm
steril, 10 pro Beutel



Packung à 500 Stück
Artikel-Nr.: ABM177 | Biozym

31,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaft: kalibriert, weich

Farbe: weiß

Kategorie: Impföse

Länge: 200 mm

Material: HIPS

Verpackung: 500 Stück 10 pro Beutel, Packung à 500 Stück

Volumen: 1 µl

Kalibrierte weiche Impföse, gammabestrahlt, steril, HIPS