

Kryobox, laminiertes Karton, mit 10 x 10 Raster

1.0 & 2.0 ml Tubes, 100 Plätze (10 x 10)

B X T X H= 132 x 132 x 50 mm



Packung à 8 Stück
Artikel-Nr.: ABR163 | Biozym

21,42 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion
Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Farbe: weiß
Gefäßgröße: 1.0ml, 2.0 ml
Stellplätze: 100
Verpackung: Packung à 8 Stück