

riplate 96 SRW 2 ml

für Magnetic Separation, ohne comb
Material: Polypropylen



Ritter

Packung à 60 Stück

Artikel-Nr.: 742952N | Ritter | Hersteller-Nr.: 43001-0504

225,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: Packung à 60 Stück

Zum Reinigen, Mischen und Zentrifugieren von Proben

Vorteile

- Neu konzipierte zylindrische Wells ermöglichen eine gute Probendurchmischung.
- Leicht erhöhter Rand der Wells verhindert Kreuzkontamination.
- Die alphanumerische Kennzeichnung auf den Platten erlaubt die Registrierung und Identifizierung der einzelnen Proben auch auf engstem Raum.

Riplate® magnetic entspricht dem SBS-Standard (Society for Biomolecular Screening). Die Platte ist speziell für Automaten der Magnetseparation entwickelt. Diese auf magnetischen Partikeln basierende Technologie ermöglicht eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung mit hohem Durchsatz. Um dieses Trennverfahren auch langfristig und reproduzierbar durchführen zu können, hat Ritter Medical präzise Kunststoffplatten aus hochreinem Polypropylen entwickelt.

Passend für KingFisher 96 Apex, Flex Magnetic Particle Processors, Qiagen Bio Sprint 96