


PreCision Serol. Pipette 5 ml kurz, Farbcode blau

Graduierung: 0.1 ml, bis -2.2 ml
Polystyren (Polystyrol), steril



6 Packungen à 50 Stück in Einzelverpackung (300)
Artikel-Nr.: 766013EN | Biozym

67,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Graduierung: 0.1 ml, bis -2.2 ml, ja
Kategorie: Serologische Pipetten
Maximalvolumen: 5 ml
Pipettenspitzen Linie: PreCision
Sterilität: steril
Verpackung: 6 Packungen à 50 Stück in Einzelverpackung (300)

Serologische Pipette 5 ml, kurz

- Volumen: 5 ml
- Negative Graduierung bis -2,2 ml
- Länge: 232 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: blau