

PreCision Serol. Pipette 5 ml kurz, Farbcode blau

Graduierung: 0.1 ml, bis -2.2 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



SCIENCE IS OUR BUSINESS



SCIENCE IS OUR BUSINESS

6 Packungen à 50 Stück in Einzelverpackung (300)

Artikel-Nr.: 766013EN | Biozym

67,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 6 Packungen à 50 Stück in Einzelverpackung (300)

Serologische Pipette 5 ml, kurz

- Volumenbereich: 5 ml
- Länge: 232 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: blau