

PreCision Serol. Pipette 25 ml kurz, Farbcode rot

Graduierung: 0.5 ml, bis -8 ml
Polystyren (Polystyrol), steril



4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)
Artikel-Nr.: 766015EN | Biozym

86,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Graduierung: -10 ml, 0.5 ml, ja
Kategorie: Serologische Pipetten
Maximalvolumen: 25 ml
Pipettenspitzen Linie: PreCision
Sterilität: steril
Verpackung: 4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Serologische Pipette 25 ml, kurz

- Volumen: 25 ml
- Negative Graduierung bis -8 ml
- Länge: 232 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: rot