


PreCision Serol. Pipette 50 ml kurz, FCode violett

Graduierung: 1.0 ml, bis -10 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



4 Beutel à 25 (100) Stück
Artikel-Nr.: 766016BN | Biozym

127,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 4 Beutel à 25 (100) Stück

Serologische Pipette 50 ml, kurz

- Volumenbereich: 5,0 - 60,0 ml
- Länge: 232 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: violett