

PE/Cyanine7 anti-human IL-1RL1 (ST2)

Mouse IgG2b, kappa
A16008J



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B379409 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 379409

165,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: A16008J
Format: PE_CYANINE7
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE/Cyanine7 anti-human IL-1RL1 (ST2)

Clone: A16008J
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: IL-33R, ST2, IL-1RL1
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE_CYANINE7
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=26908>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>