

Color Sprout Plus Mini-Zentrifuge - türkis

Basiseinheit mit 2 SnapSpin-Rotoren



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: 552036 | Biozym

133,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Farbe:	türkis
Kapazität:	0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2 ml)
max. RCF (x g):	bis 2000
Positionen (1.5/2.0 ml):	0 bis 8
Verpackung:	1 Stück

Inklusive Sprout Plus Zubehör

- Akzeptiert auch längere Tubes und Gefäße mit größerem Deckel und LidLock
- Power Button für sicheren Start und Stop
- SnapSpin Rotorwechsel in Sekunden, ganz ohne Werkzeug!
- Inkl. 2 SnapSpin™-Rotoren und Adapter für 0.2 bis 2.0 ml Tubes und 8 Well Strips
- 5 Jahre Garantie!