

Color Sprout Plus Mini-Zentrifuge - türkis

Basiseinheit mit 2 SnapSpin-Rotoren



1 Stück

Artikel-Nr.: 552036 | Biozym

133,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Drehzahlregelung/Timer:	nein
Farbe:	türkis
Kapazität:	0.2 ml PCR Streifen, 0.2 ml PCR Tubes, 0.5 ml Tubes, 1.5 ml Tubes, 2.0 ml Tubes
Kategorie:	Zentrifuge
Kühlung:	nein
max. Drehzahl (rpm):	3000 bis 10.000
max. Drehzahl (xg):	800 bis 2000
Verpackung:	1 Stück

Inklusive Sprout Plus Zubehör

- Akzeptiert auch längere Tubes und Gefäße mit größerem Deckel und LidLock
- Power Button für sicheren Start und Stop
- SnapSpin Rotorwechsel in Sekunden, ganz ohne Werkzeug!
- Inkl. 2 SnapSpin™-Rotoren und Adapter für 0.2 bis 2.0 ml Tubes und 8 Well Strips
- 5 Jahre Garantie!