

## PerformR 12x75 mm Flow Cytometry Tubes, grün

Kapazität 5 ml, Polypropylen  
Deckel s. Art. LC7050 & LC7090-LC7098



4 Beutel à 250 Tubes = 1000 Tubes  
Artikel-Nr.: LC7041 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3350-368-000-9

**51,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** Ohne Deckel  
**Farbe:** grün  
**Form:** U-Boden  
**Material:** PP  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** 4 Beutel à 250 Tubes = 1000 Tubes  
**Volumen:** 5.0 ml