

PerformR 12x75 mm Flow Cytometry Tubes, grün

Kapazität 5 ml, Polypropylen
Deckel s. Art. LC7050 & LC7090-LC7098



4 Beutel à 250 Tubes = 1000 Tubes

Artikel-Nr.: LC7041 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3350-368-000-9

43,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Deckel: Ohne Deckel
Farbe: grün
Form: U-Boden
Material: PP
Sterilität: unsteril
Verpackung: 4 Beutel à 250 Tubes = 1000 Tubes
Volumen: 5.0 ml