

Rollerflaschen, 490 cm², Dichtungskappe

PS, oberflächenbehandelt
steril



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 24 Stück
Artikel-Nr.: ABC193 | Biozym

140,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	SUMMER-DEALS
Bereich des Zellwachstums:	490 cm ²
Deckel:	Dichtungskappe
Eigenschaft:	TC behandelt
Empfohlenes mittleres Volumen:	100-150 ml
Fassungsvermögen:	1000 ml
Kategorie:	Rollerflasche
Sterilität:	steril
Verpackung:	Packung à 24 Stück

Ideal für eine hohe Ausbeute an Zellwachstum- und Vermehrung

Die Features auf einen Blick:

- Aus hochwertigem Polystyrol gefertigt
- In drei Größen erhältlich: 1000 ml, 2000 ml und 5000 ml mit entsprechenden Zellwachstumsflächen von 490 cm², 850 cm² und 1900 cm²
- Geeignet für alle gängigen Instrumente und Automatisierungssysteme, die in der Gewebe-/ Zellkulturtechnik verwendet werden
- Die durch Gammabestrahlung sterilisierten Rollerflaschen wurden gemäß ISO 11137 validiert