

## iFuge M24PR

Kühlzentrifuge, Basiseinheit inkl. Rotor  
für 24 x 1.5/2.0 ml Tubes (Art.-Nr. 552653)



%

1 Stück  
Artikel-Nr.: A552650 | **Aktion**

**2.590,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Display (LCD):	ja
Drehzahlregelung/Timer:	ja
Kapazität:	0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 5 ml, 8 Well Strips (0.2ml)
Kühlung:	ja
max. RCF (x g):	über 15000
Positionen (1.5/2.0 ml):	25 bis 44
Verpackung:	1 Stück

### Kühlzentrifuge inkl. Rotor für 24 x 1.5/2.0 ml Tubes

#### Eigenschaften

Temperaturbereich -20 bis 40°C mit Cooling Preset Maximale Kapazität 44 x 1.5/2.0 ml Tubes Wartungsfreier Brushless Motor Geringer Geräuschpegel von <63 dB Großes, hintergrundbeleuchtetes LED-Display Geschwindigkeit maximal 15000 rpm (18000 bis 22000 x g je nach Rotor) Elektronische Unwuchtdetektion und Sicherheitsdeckel mit Auto-Open Funktion nach Laufende Minimales Temperaturerhöhung in der Rotorkammer – sicher Probenintegrität Programmierbar (99 Programme) und Last-Run-Memory

#### Weitere verfügbare Rotoren:

Rotor 4 x 8 Well Strip Rotor 8 x 5 ml Tubes Rotor 44 x 1.5/2.0 ml Tubes