

Adhesive Clear qPCR Seal

Sheets, 140 x 77 mm, Peelable
Anwendungstemperatur: -70°C bis +100°C



3 x 100 Stück
Artikel-Nr.: A600238 | Biozym

397,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -70°C bis +100°C, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable

Verpackung: 100 Stück

Optisch sehr klarer Film für qPCR und andere Fluoreszenz Applikationen Geeignet auch für Standard PCR und Probenaufbewahrung