

Clear Heat Seal

125 mm x 78 mm, Peelable
Anwendungstemperatur: -80°C bis +80°C (110°C prLid)



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

3 x 100 Stück (Sheets)
Artikel-Nr.: A600028 | Biozym

130,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Peelbare, optisch klare Heat Seal Folie für qPCR, Fluoreszenz- und colorimetrische Detektion

- Dichtet ab: Polypropylen-, Polystyrol-, Polyethylen- und COC-Platten
- Charakteristik: peelbar, gute optische Klarheit, etwas Lösungsmittel beständig
- Applikationen: qPCR, Fluoreszenz- und colorimetrische Detektion
- Pierce Qualität: nicht empfohlen
- Sealing Einstellungen: 3.0 bis 4.0 Sek. bei „SALLY“ (die Temperatur- und Zeit-Einstellungen anderer Geräte können davon abweichen)