

SuperClear Deckel für 5 ml u. 10 ml Transporttubes

Material PP mit Elastomer Seal
Passend für Tubes LC0400N - LC0413N



2 Beutel à 500 Stück
Artikel-Nr.: LC0404N | [Labcon](#) | Hersteller-Nr.: 3201-875-008-9

94,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Schraubverschluss (Elastomer Seal)
Farbe: Teal
Material: PP mit Elastomer Dichtring
Sterilität: steril
Verpackung: 2 Beutel à 500 Stück