

CellDrop - CellGlow

Lyophilisiertes AO/PI Viability Assay
96 einzeln abgedichtete Wells



DeNovix

1 Platte

Artikel-Nr.: 31CD-CG | DeNovix

120,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 1 Platte

Das CellGlow AO/PI- Viability Assay optimiert die Zellzählung, indem es herkömmliche flüssige Reagenzien durch präzise beschichtete, oberflächenstabilisierte Fluorophore ersetzt. CellGlow wurde von Wissenschaftlern bei DeNovix entwickelt und ist für eine effiziente Lagerung bei Raumtemperatur ausgelegt, sodass Sie es direkt auf Ihrem Labortisch neben Ihrem Zellzähler aufbewahren können.

Einfacher Arbeitsablauf: Ziehen Sie Ihre Zellen mit Ihrer Pipette auf, durchstechen Sie die Versiegelung einer CellGlow-Vertiefung mit Ihrer Pipettenspitze, mischen Sie kurz, und schon ist Ihre Probe gefärbt und bereit zum Zählen – ganz ohne Inkubationszeit