

Biozym Color Sprout Plus Paket

Bitte nutzen Sie im Warenkorb die
Zusatzbemerkung für die Farbauswahl.

3x
Biozym Color Sprout
(Farbe frei wählbar)



3 Stück
Artikel-Nr.: A552036 | Biozym

399,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Max. Drehzahl 6000 rpm

Max. rel. Zentrifugalkraft 2000 x g

Netzspannung 230 V, 50/60 Hz (110 V-Version lieferbar)

SnapSpin-Rotorformate

Runder Rotor

6 x 1,5/2,0 ml Tubes

0,4/0,5 ml Tubes mit Adapter

Strip Rotor

2 x 8 Well 0,2 ml Strips

16 x 0,2 ml Tubes

Abmessungen

130 x 150 x 100 mm (B x T x H)

Beschreibung

3 Biozym Color Sprout Plus zum günstigen Paktepreis!

Bitte nutzen Sie im Warenkorb die Zusatzbemerkung für die Farbauswahl.

Inklusive Sprout Plus Zubehör

- Akzeptiert auch längere Tubes und Gefäße mit größerem Deckel und LidLock
- Power Button für sicheren Start und Stop
- SnapSpin Rotorwechsel in Sekunden, ganz ohne Werkzeug!
- Inkl. 2 SnapSpin™-Rotoren und Adapter für 0.2 bis 2.0 ml Tubes und 8 Well Strips
- 5 Jahre Garantie!