

PlateFuge 2D Digitale Microzentrifuge



1 Stück
Artikel-Nr.: 55C2006-E | Biozym

998,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- Geschwindigkeit: 500 bis 2800 rpm
- Max. RCF: 728 x g
- Timer: 0 bis 59 sec/ 1 bis 99 min; kontinuierlich
- Kapazität: 2x PCR-Platten/ 2x Mikrotiter-Platten / 24x 0,2 ml PCR Streifen
- Abmessungen: 36 x 28 x 25 cm
- Gewicht: 3 kg
- Garantie: 2 Jahre

Beschreibung

Display (LCD):	ja
Drehzahlregelung/Timer:	ja
Farbe:	grau
Kapazität:	8 Well Strips, 96 Well Platte, 96/384 Well Platte
Kühlung:	nein
max. RCF (x g):	bis 2000
Positionen:	PCR-Platte
Verpackung:	1 Stück

- Digitale Steuerung, einstellbare Geschwindigkeit und Zeit
- Zum schnellen Herunterzentrifugieren von PCR-Platten
- Ausschwingrotor verhindert das Verschütten von Proben
- Kompakte Größe, Stellfläche: ca. 23 x 30 cm
- Kompatibel mit allen verbreiteten PCR-Platten (skirted, semi, non) sowie den meisten Mikrotiterplatten