

8-Cap Strip, weiß, extra robust

Flat Cap

DNA-, DNase-, RNA-, RNase & Pyrogenfrei



Beutel à 120 Streifen
Artikel-Nr.: 712172N | Biozym

89,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: weißer Flachdeckel
Eigenschaften: lichtundurchlässig, robust
Farbe: weiß
Kategorie: 8er-CapStrips
Material: PP
Produktlinie: Premium Line
Sterilität: unsteril
Verpackung: Beutel à 120 Streifen

Weißer Deckelstreifen erhöhen das Signal-Rausch-Verhältnis um 5 bis 10 % in qPCR-Cyclern, welche die Fluoreszenz vom Boden aus detektieren.