Schwarzer Deckel, Ersatz für SlideTray 30-S

Material ABS
Ersatzdeckel für Artikel 762096



1 Stück
Artikel-Nr.: 762098 | Biozym

208,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Lagerung
Farbe: schwarzer Deckel
Verpackung: 1 Stück

StainTray Anfärbesystem

Das StainTray System bietet ein anwenderfreundliches Hilfsmittel zur Anfärbung von Objektträgern in der Immunhistochemie. Der Tray ist nicht nur nützlich für routinemäßigen Färbungen, die eine feuchte Kammer benötigen, sondern eignet sich auch ideal für Hämatologie-, Zytologie- und Mikrobiologielabore.

Das StainTray System ermöglicht eine sichere und einhändige Bearbeitung von Objektträgern. Es beinhaltet ein aus ABS-Kunststoff gefertigtes Tablett, welches wahlweise mit einem klaren Deckel aus PET oder einem schwarzem Deckel aus ABS (für fluoreszierende Arbeiten) lieferbar ist. Das Tablett hält einer großen Vielzahl von Chemikalien stand, jedoch sollten Sie die Arbeit mit chlorierten Chemikalien vermeiden.

Es gibt drei verschieden große StainTray Tabletts, für 30 Objektträger, für 20 Objektträger und für 10 Objektträger.

Die Objektträger werden auf Kunststoffschienen aufgenommen. Auf den Kunststoffschienen befinden sich Polymerstreifen, die die Objektträger perfekt halten, selbst wenn das Tablett schräg steht. Vertiefungen zwischen den Scheinen ermöglichen die Arbeit mit Wasser, wenn z.B. Arbeitstechniken Feuchtigkeit verlangen. Die mittleren Vertiefungen zwischen 2 Schienen können 2 ml Wasser, die Vertiefungen zwischen den Schienen können 1 ml Wasser aufnehmen. Die leicht anzuhebenden Schienen vermeiden, dass Wasser die Objektträger berührt, zudem ermöglichen sie das leichte Entfernen der Objektträger.

Im Übrigen nimmt das Tablett auch überschüssige Färbelösung auf, die von den Objektträgern tropft. Die Tabletts sind mit einem Stopfen versehen. Dadurch lassen sie sich bequem und einfach entleeren. Mehrere Tabletts lassen sich zur Platzersparnis stapeln. Gummifüße sorgen für sicheren Halt des Produktes.

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

Sowohl der klare als auch der schwarze Deckel sind auch einezln als Ersatzteil erhältlich.

Der klare Deckel aus PET kann in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C eingesetzt werden.

Der schwarze Deckel aus ABS für fluoreszierende Arbeiten ermöglicht die Arbeit in einem Temperaturbereich von -80 °C bis +80 °C.

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri